

## Product details

### Spécifications de cravate sur les masques chirurgicaux, médecin et infirmière bouche couvertures

matériel	PP non tissé + papier de haute filtration + PP non tissé
Tissu whuit	Pourrait être tant que votre demande
boucle d'oreille	Attachez ou boucle d'oreille
Taille	17.5 * 9.5cm, ou vos besoins
couleur	blanc / bleu / vert / rose / jaune / orange / violet / citron /Capri bleu / bordeaux / noir
Emballage	50 Pcs / carton, 2000 Pcs / Ctn, Ou que vos besoins
conception d'emballage	toute boîte intérieure et carton extérieur l'impression peut être aussi votre conception
Applications	hôpital, laboratoire, industrie alimentaire, atelier sans poussière, électronique fabrique et ainsi de suite

### Stockage respirant masque facial avec pince-nez

- 1) Le produit maintiendra ses propriétés lorsqu'il est stocké dans un endroit sec à des températures entre 10 ° et 30 ° C
- 2) Non exposé à la lumière solaire directe.

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



### The regular shipment way



## Our business process

