

La propriété de masque médical jetable 3ply avec Earboop

Tous les masques sont fabriqués des matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

- Les matériaux non pelucheux sont lisses et confortables pour éliminer l'irritation de la peau
- Les couches de construction hautement respirantes restent cool, même pendant de longues cas
- Super doux Eleloop fait de l'air à l'aise pendant longtemps

la spécification de masque médical jetable 3ply avec Earboop

en tissu Matériel

Couche 1: Pp non tissé

Couche 2: papier de filtration élevé

Layer3: pp non tissé

Style

3 pli, avec boucle d'oreille ronde

Dimensions s ize

17.5 * 9,5 cm

Tissu w huit

25GSM + 25gsm + 25gsm, C Ould BE Comme votre demande

couleur

w Hite, de bébé bleu, de bébé rose, gris

Certificat

CE, ISO13485, FDA

MOQ:

200000pcs

Conception d'emballage

peut être comme votre conception

Emballage

5 0 PCS / B OX, 200 0 PC S / CTN, ou comme votre exigence

Aptitude

2 millions PC par jour

Heure de livraison

7-30 jours

Applications

Hôpital, Laboratoire, clinique, Industrie alimentaire, Atelier sans poussière

L'image de masque médical jetable 3ply avec Earboop









