

La propriété de Masque médical noir jetable

Tous les masques sont constitués de matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

- Les matériaux non pelucheux sont lisses et confortables pour éliminer l'irritation de la peau
- Les couches de construction hautement respirantes restent cool, même pendant de longues cas
- Super doux Eledoop fait de l'air à l'aise pendant longtemps

La spécification de masque médical noir ddisposable

en tissu Matériel

Couche 1: Pp non tissé

Couche 2: papier de filtration élevé

Layer3: pp non tissé

Style

3 pli, avec boucle d'oreille ronde

Dimensions s ize

17.5 * 9,5 cm

Tissu w huit

25GSM + 25gsm + 25gsm, C Ould BE Comme votre demande

couleur

w Hite, de bébé bleu, de bébé rose, gris

Certificat

CE, ISO13485, FDA

MOQ:

200000pcs

Conception d'emballage

peut être comme votre conception

Emballage

5 0 PCS / B OX, 200 0 PC S / CTN, ou comme votre exigence

Aptitude

2 millions PC par jour

Heure de livraison

7-30 jours

Applications

Hôpital, Laboratoire, clinique, Industrie alimentaire, Atelier sans poussière

L'image de Masque médical noir jetable



Disposable black surgical mask



1. 3 layers : PP + filter paper + PP
2. BFE >99%
3. EN 14683, CE FDA ISO 13485
4. Size : 17.5*9.5cm







