

## **Casquettes jetables non tissées, chapeau d'infirmière de Disposabel, chapeau chirurgical de Bouffant avec l'élastique simple**

Il est fait de PP non tissé, couture et style automatique \

### **Avantages:**

- 1, bonne protection, poids léger, sans latex.
- 2, style de couture, port confortable.
- 3, blanc, bleu, vert, jaune, rose, orange, couleurs rouges peuvent être disponibles.

### **Les indications**

Pour les hôpitaux cliniques et les patients, atelier sans poussière, usine alimentaire.

### **Emballage des bouchons de clip**

100PCS / sac, 2000pcs / carton. Taille du carton: 58 \* 25 \* 27cm 1 \* 20ft peut charger 715CTNS, total 1430000pcs. 1 \* 40HQ peut charger 1737CTNS, total 3474000pcs.

Nom	Casquettes élastiques chirurgicales jetables non tissées
Matériel	PP 10 à 30 g
Style	Bouffant cap, clip cap, mob cap, doctor cap
Couleur	blanc, vert, bleu, jaune, rose, rouge, orange, etc.
Emballage	100 pièces / sac, 2000 pièces / ctn
conception d'emballage	toute l'impression intérieure de sac et de carton peut être comme votre conception
MOQ	100 000 pièces
Échantillon	peut être fourni gratuitement pour votre contrôle de qualité dans les 3 jours.
Mode de paiement	T / T, Paypal, union occidentale, L / C, D / A, D / P
Heure de livraison	Capacité: 200 000 pièces / jour, 1 * 40HQ peut être terminé dans les 10 à 15 jours.
Port FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

### **L'image du bouchon bouffant jetable**















[http:// https://membercenter.made-in-china.com/](http://https://membercenter.made-in-china.com/)