

Toutes les robes sont faites de matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et une excellente confortable:

Excellent matériau, imperméable et il est facile à utiliser,

Avec une boucle de pouce, confortable et facile à travailler, avec des liens derrière la taille, peut être réglable en fonction de différentes circonférence, correspond mieux à votre corps.

Différentes taille peuvent être personnalisées en fonction de différentes exigences

Matriel fabriqué	CPE
Style	Manches longues avec pouce, avec des liens derrière la taille
Tailles de dimension	S-5XL
Poids du tissu	30-70g, peut être comme votre demande
Couleur	blanc, bébé bleu
Certificat	ISO 13485, CE, FDA
MOQ	100000 pcs
Emballage	1 pc / sac, 10pcs / sac moyen, 200 pcs / carton
Capbalité	60000 PC / jour
Heure de livraison	7-30 jours
Application	Laboratoire, clinique, industrie alimentaire, atelier sans poussière
Conception d'emballage	peut être personnalisé comme votre conception

Des photos:



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL







orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



