

## Non-tissé jetable de haute qualité protege matelas

style: extrémités élastiques plates, extrémités carrées

Taille: 80x190 + 20cm, 90x200 + 20cm, 160x190 + 20cm, 160x200 + 20cm, 180x200 + 20cm ...

Emballage: 5 pcs / sac, 5pcs / Ag ou 1 pcs / sac, 50 pcs / ctn.

Matriel fabriqué	Pp, pp / pe, sms, smms,
Style	Extrémités élastiques plates, extrémités carrées, rouleau
Taille des dimensions	80x190 + 20cm, 90x200 + 20 cm, 160x190 + 20cm, 160x200 + 20 cm, 180x200 + 20cm
Couleur	blanc, vert, bleu, jaune, rose, etc.
Certificat	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	5000 PCS
Conception d'emballage	Tous les sacs intérieurs et l'impression de carton peuvent être comme votre conception
Emballage	10pcs / boîte, 10 sacs / ctn ou 5 pcs / sac, 50 pcs / sac
Aptitude	Capacité: 10 000 pc / jour,
Délai de livraison	1 * La feuille de lit jetable de 40HQ peut être terminée dans les 10-15 jours;
Applications	Hôpital, laboratoire, clinique, industrie alimentaire, atelier sans poussière
Port FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou
Paielement	T / T, Paypal, Western Union, L / C, D / A, D / P, Entier



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL DISTRIBUTOR





orient Honest  
MEDICAL DISTRIBUTOR

