

Toutes les blouses de laboratoire sont faites de matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

- Les matériaux non pelucheux sont lisses et confortables pour éliminer les irritations cutanées
- Les couches de construction hautement respirantes restent froides, même pendant les longs cas
- Différents styles peuvent être personnalisés en fonction de vos différentes exigences

<u>Matriel fabriqué</u>	SMS
Style	Avec liens au col et à la taille, poignets tricotés
Dimensions taille	S-3XL
Poids du tissu	35-65g, pourrait être comme votre demande
Couleur	Couleur bleue
Certificat	ISO13485, FDA
MOQ:	10000 pièces
Conception d'emballage	peut être comme votre conception
Emballage	1pc / sac de papier en plastique, 50pcs / ctn, ou en tant que votre condition
Aptitude	60,000pcs par jour
Heure de livraison	10-30 jours
<u>Applications</u>	laboratoire, clinique, industrie alimentaire, atelier sans poussière, hôpital

L'image de Blouse de laboratoire jetable avec poignets tricotés Fabricant médical




orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

