

Toutes les blouses médicales sont fabriquées avec des matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

- Les matériaux non pelucheux sont lisses et confortables pour éliminer les irritations cutanées
- Les couches de construction hautement respirantes restent froides, même pendant les longs cas
- Différents styles peuvent être personnalisés en fonction de vos différentes exigences

Matriel fabriqué	Matériel SMS
Style	Avec liens au col et à la taille, poignets tricotés
Dimensions taille	120 * 140 cm, acn être personnalisé
Poids du tissu	35-45g, pourrait être comme votre demande
Couleur	Couleur bleue
Certificat	ISO13485, FDA, CE
MOQ:	10000 pièces
Conception d'emballage	peut être comme votre conception
Emballage	1pc / sac de papier en plastique, 50pcs / ctn, ou en tant que votre condition
Aptitude	60,000pcs par jour
Heure de livraison	7-30 jours en fonction de la quantité de commande
Applications	laboratoire, clinique, industrie alimentaire, atelier sans poussière, hôpital

L'image de la blouse médicale jetable de niveau 1 avec des poignets tricotés fournisseur médical



**Tie on neck**



**Tie on belly**



**Tie on waist**



**Knitted cuff**





**Velcro  
back neck**



**Round collar**



**Tie on waist**



**Knitted cuff**

