

Casquettes jetables non tissées, chapeau jetable d'infirmière, chapeau bouffant chirurgical avec l'élastique simple

Il est fait de PP non tissé, couture et style automatique.

Avantages

1. Bonne protection, poids léger, sans latex.
2. Style de couture, port confortable.
3. Les couleurs blanches, bleues, vertes, jaunes, roses, orange, rouges peuvent être disponibles.

Les indications

Pour les hôpitaux cliniques et les patients, atelier sans poussière, usine alimentaire.

Emballage des bouchons de clip

100PCS / sac, 2000PCS / carton. Taille du carton: 58X25X27cm 1 * 20 conteneur peut charger 715ctns, total 1430, 000PCS. 1 * 40 conteneur peut charger 1737ctns, total 3474, 000PCS

Nom Casquettes de mob élastiques non tissées chirurgicales jetables

Matériel PP 10-30g

Casquette style bouffant, casquette clip, casquette mob. bouchon de vadrouille. casquette de docteur

Taille 18 ", 19 ", 20 ", 21 ", 22 ", 24 "

Couleur blanc, vert, bleu, jaune, rose, rouge, orange etc.

emballage 100 pcs / sac, 2000 pcs / ctn conception d'emballage tous les sacs intérieurs et l'impression de carton peuvent être en tant que votre conception

MOQ 100 000 pièces L'échantillon peut être fourni gratuitement pour votre contrôle de qualité dans les 3 jours Mode de paiement T / T, PayPal, Western union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,

Délai de livraison Capacité: 200,000pcs / jour, 1 * 40HQ peut être terminé dans les 10-15 jours;

Port FOB Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou