

## Non tissé jetable de haute qualité protege matelas

style: extrémités plates et élastiques, extrémités carrées

Taille: 80X190 + 20cm, 90X200 + 20cm, 160X190 + 20cm, 160X200 + 20cm, 180X200 + 20cm ...

Emballage: 5 PCS / sac, 5PCS / AG ou 1 PCS / sac, 50 PCS / CTN.

Matriel fabriqué	PP, PP / PE, SMS, SMMS,
Style	Extrémités plates, élastiques, extrémités carrées, rouleau
Dimensions taille	80x190 + 20cm, 90x200 + 20cm, 160x190 + 20cm, 160x200 + 20cm, 180x200 + 20cm
Couleur	blanc, vert, bleu, jaune, rose etc.
Certificat	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	5000 pièces
Conception l'emballage	toute l'impression intérieure de sac et de carton peut être comme votre conception
Emballage	10 pièces / boîte, 10 sacs / ctn ou 5 pièces / sac, 50 pièces / sac
Aptitude	Capacité: 10,000 pcs / jour,
Heure de livraison	Le drap de lit jetable 1 * 40HQ peut être fini dans les 10-15 jours;
Applications	hôpital, laboratoire, clinique, industrie alimentaire, atelier sans poussière
Port FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou
Mode de paiement	T / T, PayPal, Western union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,