

## Introduction d'un capuchon à clip jetable:

Marque: ORIENT HONEST

Numéro de modèle: OH-1001, OH1002, OH1003

Certification: CE / ISO13485 / FDA

Lieu d'origine: Chine

Matériel : PP non tissé

Couleur: blanc, vert, bleu, rose, jaune, rose, orange, violet, rouge (toutes les couleurs peuvent être disponibles)

Style: Caps à clips élastiques

Lester: 10g-30g

Taille: 18 " □ 19 " □ 21 " □ etc

Détails de l'emballage: 100 pcs / sac, 20 PC / CTN

## Spécifications du capuchon de clip jetable:

<b>Produit:</b>	consommables médicaux de haute qualité coloré coloré non tissé simple ou double élastique 19 " 20 " 21 " Capupler à clip de taille personnalisée
<b>Matériel:</b>	PP non tissé avec élastique
<b>Grammage:</b>	dixg ~16g
<b>Style:</b>	Élastique unique ou double élastique
<b>Taille:</b>	19 ", ou 18 ", 20 ", 21 " ', etc.
<b>Couleur:</b>	Blanc vert, jaune, Bleu, etc.
<b>MOQ</b>	100,000 pc
<b>Emballage:</b>	100pcs / sac; 2000pcs / ctn
<b>Application:</b>	pour ménage, Médical, chirurgical, pharmaceutique, laboratoire, secteur industriels, La peinture, chambre de nettoyage, etc.
<b>Stockage:</b>	Stocké dans un entrepôt de gaz secs, humidité inférieur à 80%, ventilé et non corrosif
<b>Modalités de paiement:</b>	T / t, l / c, Paypal, d / p, d / a, etc.
<b>Autre service:</b>	OEM et logo / marque personnalisé
<b>Certification:</b>	CE, ISO13485, FDA

## Caractéristiques du capuchon de clip jetable:

1. Respirant, non absorbant, durabilité
- 2 Avec un seul ou double élastique disponible, en forme de plissure ou de clip avec différentes couleurs disponibles.
- 3 et 3 L'efficacité de filtration des bactéries (BFE) a atteint 99,1%. Ce taux est beaucoup plus élevé que la norme normale de 97%.
- 4 Échantillons gratuits et personnalisation disponibles

5 Bouchon en forme de clip avant de déplier

6. Nous pourrions garantir la meilleure qualité, la livraison rapide, le développement de nouveaux matériaux.

**Photos de capuchon de clip jetable:**











orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

