

Propriété Costume de laboratoire PP jetable

Tous Robe PP. Enduit de haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

1. Size: S-5XL Ou personnalisé
2. Fait de Non-tissé Matériel, Respirer Et confortable, propre et sanitaire.
3. Confortable et léger, facile à faire.

Spécifications Costume de laboratoire PP jetable

Nom.

Jetable Pp laborat manteau.

Matériel

Pp.

Style.

Brassard élastique ou tricoté

Taille

S-5XL

Couleur

Bleu

Emballage.

dix. PC / boîte, 10 sacs / CTN

Conception d'emballage

Toutes les boîtes et l'impression carton peuvent être votre conception

MOQ

5000 pcs

Échantillons

Peut être fourni gratuitement pour votre inspection de qualité à l'intérieur 2. Jours

Méthode de paiement

T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, Escrow,

Délai de livraison

Capacité: 10 000 pcs / jour, 1 * 40HQ peut être terminé dans 20 -25 Jour;

Port FOB

Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

[Photo Jetable Pp laborat manteau.](#)







