

Jetable de protection non tissé de couleur noire de manteau de fournisseur de fournisseurs

- 1, échantillon gratuit.<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />
- 2, commande acceptable;
- 3, termes disponibles, L / C, T / T, D / P;
4. FOB, CNF, CIF, EXW termes disponibles;
- 5, prix concurrentiel et stable parce que nous sommes usine.
- 6, produits qualifiés. L'inspection de 3ème partie est acceptable.
- 7, service d'OEM. Plus d'options sur le matériau, le motif, la taille et l'emballage;
- 8, livraison en temps opportun. Le meilleur délai est 25-30 jour pour un conteneur 40HQ.
- 9, service d'exportation professionnel. Documentation, dédouanement, transport maritime, tout en un.
- 10, bon service après-vente. Nous prenons en charge les réclamations car nous souhaitons être votre fournisseur à long terme!

Spécification de non tissé de laboratoire de couleur noire

prénom	Jetable de protection non tissé de couleur noire de manteau de fournisseur de fournisseurs
Taille	Les tailles S-5XL sont disponibles, taille normale. S: 98x118cm, M: 103x123cm, L: 107x128cm, XL: 110x134cm, XXL: 117x140cm. (Fabrication conforme aux échantillons et spécifications du client)
Matériel	PP45g
Style	Col montant, Zip sur le devant, poignets élastiques
Couleur	noir
Application	Médical & santé / ménage / laboratoire
Caractéristiques	Durable, écologique, non toxique, respirant et flexible
	Anti-alcool, anti-sang, anti-huile
	Imperméable, résistant aux acides et aux alcalis
MOQ	5000 PCS
Échantillon	peut fournir dans les 2 jours
Paiement terme	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, L'ENGAGEMENT, Paypal
Heure de livraison	Un conteneur de 40hq peut être terminé dans les 20-30 jours.



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

