

1. Protection PP Protection des robes chirurgicales non stériles

Il est fabriqué à partir de matériau de polypropylène hydrophobe, sans latex; Résistant à l'abrasion; Faible peluche; Avec un niveau élevé de répulsion fluide.

Couleur: blanc, vert, bleu, jaune, orange et ainsi de suite

Poids matériel: 30-65gsm.

2. Protection PP + Robes chirurgicales non stériles

Il est fait à partir de SMS matériel, sans latex; Résistant à l'abrasion; Fluide complètement imperméable et répulsif alcool.

Couleur: blanc, bleu.

Poids matériel: 40-65gsm.

3. Protection des SMS de robes chirurgicales non stériles (standard et renforcées):

Il est fabriqué à partir de matériel hydrophobe SMS / Spunlace, sans latex; Résistant à l'abrasion; Faible peluche; Avec un niveau élevé de répulsion fluide; Une bonne barrière au sang, les fluides corporels et les agents pathogènes.

Avec Standard et style renforcé. Style renforcé avec renforcement de protection supplémentaire sur la manche et la poitrine pouvant être complètement imperméable fluide et alcool.

Couleur disponible: blanc, bleu.

Poids matériel: 35-65gsm.

Cravate sur / velcro sur le cou, brassard élastique / coupé, standard ou renforcé.

Nom	Jetable SMS robes
Matériel	SMS, SMMS,
Style	Cravate sur / velcro sur le cou, branche élastique / coupée, standard ou renforcée
Taille	S-5XL
Couleur	blanc, vert, bleu, jaune, rose, rouge, gris, noir, etc.
emballage	10pcs / boîte, 10 sacs / CTN ou 1 pcs / sac, 50 pcs / sac
conception d'emballage	toute la boîte intérieure et l'impression de carton peuvent être aussi votre conception
Moq	5000 pcs
Goûter	Peut être fourni gratuitement pour votre vérification de la qualité dans les 3 jours
Voie de paiement	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, Escrow,
Heure de livraison	Capacité: 10 000 pcs / jour, 1 * 40HQ peut être terminée dans les 10-15 jours;
Port	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou