

La propriété de Manteau de laboratoire jetable SMS

Tous serviette en coton sont fabriqués des matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

1. Size: S-5XL ou personnalisé
2. Fabriqué de non-tissé Matériel, respirant et confortable, propre et sanitaire.
3. Pratique et léger, facile à réaliser.

La spécification de Jetable SMS manteau de laboratoire

Nom

Jetable SMS manteau de laboratoire

matériau

SMS

Style

tricoté collier et poignets tricotés, avec Boutons et poches

taille

S-5XL

Couleur

bleu

Emballage

5pcs / boîte, 10 sacs / CTN

Conception d'emballage

Toutes les boîtes intérieures et l'impression de carton peuvent être comme votre conception

MOQ

5000 pcs

échantillon

Peut être fourni gratuitement à votre vérification de la qualité dans 2 jours

Voie de paiement

T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, Escrow,

Délai de livraison

Capacité: 10 000 pcs / jour, 1 * 40HQ peut être terminé dans 20 -25 jours;

Port FOB

Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

L'image de Jetable SMS manteau de laboratoire







