

## **La propriété de Jetable respirant couverture de barbe**

**Tous serviette en coton sont fabriqués des matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:**

1. Size: 18 '19 ans '20 ans '21 ans ' Chaque pièce ou personnalisée
2. Fabriqué de non-tissé Matériel, respirant et confortable, propre et sanitaire.
3. Pratique et léger, facile à réaliser.

### **la spécification de Couverture à barbe respirante jetable**

Matériel

SPP / PP + PE / SMS

Poids

1 0-2 0GMS

Style

Élastique unique, double élastique

Taille

18 '19 ans '20 ans '21 ans '

Couleur

Blanc, vert, bleu Etc

emballage

100pcs / sac, 2000pcs / carton

Conception d'emballage

tout intérieur L'impression de sac et de carton peut être aussi votre conception

taille de carton

Standard

Applications

Hôpital, spa, beauté et etc.

MOQ

dix 0000 PCS

Goûter

Peut être fourni gratuitement à votre vérification de la qualité dans une semaine

Terme de paiement

T / T, L / C

Délai de livraison

Comme vous quantité (nous pouvons terminer 100 000 pcs par journée)

Port FOB

Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

[\*\*L'image de Couverture à barbe respirante jetable\*\*](#)









