

Tous couvertures de démarrage sont fabriqués des matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

- Les matériaux non pelucheux sont lisses et confortables pour éliminer l'irritation de la peau
- Divers styles peuvent être personnalisés en fonction de vos différentes exigences.

en tissu Matériel

Microporeux

Style

Avec élastique sur la cheville

Dimensions size

40 * 50 cm peuvent être personnalisés en fonction de votre demande

Tissu weight

50-60g, Comme votre demande

couleur

couleur blanche

Certificat

ISO13485, FDA, CE

MOQ:

10000 pcs

Conception d'emballage

peut être comme votre conception

Emballage

100pcs / sac, 1000 pcs / carton, ou comme votre exigence

Aptitude

60 000 PC par jour

Délai de livraison

7-30 jours

Applications

Laboratoire, clinique, Industrie alimentaire, Atelier sans poussière, hôpital

La photo de Couvercle de démarrage jetable fabricant médical







