

masque jetable pour la peinture, l'isolement masque chirurgical, infirmière visage usine de masque

Paramètres du masque pour la peinture

- 1) Matériel: PP non tissé + papier de haute filtration + PP non tissé
- 2) Couleur: Blanc / bleu / vert / rose / jaune / orange / violet / citron / Capri bleu / bordeaux / noir
- 3) Oreille boucle: cravate ou élastique boucle d'oreille
- 4) Taille: 17.5 * 9,5 cm pour un adulte;
14,5 * 9,5 pour les enfants;
12.5 * 7.5cm pour bébé
- 5) bar Nez: plastique ou en métal, flexible, raccord fixe
- 6) BFE 95%, 99% BFE

Application du masque pour la peinture

- 1) Largement utilisé dans la vie quotidienne, sans poussière atelier, usine de nourriture, pour empêcher la poussière de la vie quotidienne;
- 2) Pour l'hôpital, la clinique, le médecin et les patients pour prévenir le virus, les liquides organiques et la teneur en éclaboussures de sang.

Emballage de masque pour la chirurgie

spécification	emballage normal	taille de carton	1 * 40 HQ conteneur peut contenir (Pcs)
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn	52 * 19 * 42cm	3,280,000 Pcs
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pcs
Remarque: tout peut être spéciale sur mesure selon vos besoins réels			

Stockage du masque facial pour la chirurgie

- 1) Le produit maintiendra ses propriétés lorsqu'il est stocké dans un endroit sec à des températures entre 10 ° et 30 ° C
- 2) Non exposé à la lumière solaire directe.

Image de l'infirmière masque

