

Tout couverture de coffre sont fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

- Les matériaux non pelucheux sont lisses et confortables pour éliminer les irritations cutanées
- Les couches de construction hautement respirantes restent froides, même pendant les longs cas
- Différents styles peuvent être personnalisés en fonction de vos différentes exigences

<u>en tissu Matériel</u>	PP non tissé
Style	Avec élastique à la cheville
Dimensions size	40 * 50 cm peuvent être personnalisés selon votre demande
Tissu whuit	20 à 60 g, could être tant que votre demande
Couleur	Couleur bleue
Certificat	ISO13485, FDA
MOQ:	10 000 pcs
Conception d'emballage	peut être comme votre conception
Emballage	100 pcs / sac, 1000 pcs / carton, ou comme votre condition
Aptitude	60 000pcs par jour
Heure de livraison	7-30 jours
Applications	laboratoire, clinique, industrie alimentaire, atelier sans poussière,hôpital

L'image de Fabricant médical de couvre-bottes non tissés jetables de grande taille









