

- 1) jetable
- 2) Réchauffement
- 3) principalement utilisé dans les hôpitaux, pour les patients

Disponible dans une variété de poids, de taille, de couleur et d'emballage comme demandé; Les échantillons et les spécifications des clients sont toujours acceptés.

Détails de l'emballage

1 pc / sac, 50 pcs / ctn

port

Wuhan Shanghai

Temps

d'attente:

Q
u
a
n
t
i
t
é
c
o
u
p
e
)

E
S
T
À
H
é
g
e
r
e
r
)