

- 1) jetable
- 2) Réchauffement
- 3) principalement utilisé dans les hôpitaux, pour les patients

Disponible dans une variété de poids, de taille, de couleur et d'emballage comme demandé; Les échantillons et les spécifications des clients sont toujours acceptés.

Détails de l'emballage

1 pc / sac, 50 pcs / ctn

port

Wuhan Shanghai

Temps

d'attente:

Q  
u  
a  
n  
t  
i  
t  
é  
c  
o  
u  
p  
e  
)

E  
S  
T  
À  
H  
é  
g  
e  
r  
e  
r  
)