

la propriété de réchauffement non tissécouverture

Tous couvertures de chaise sont faits de matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

1. Taille: Taille normalement: 110 * 190cm
- 2 Fabriqué de non tissé, doux et confortable, propre et sanitaire.
- 3 et 3 pratique et échauffement, facile à utilisation.
4. Grande eau repoussant, adapté à la peau et confortable.

La spécification de la spécification de réchauffement non tissécouverture

Nom	réchauffement non tissécouverture
Matériel	Polyester non tissé
style	Drap plat
taille	110 * 190cm
couleur	Bleu blanc
Emballage	1 PC / Sac comprimé, 25 ensembles / carton ,Peut être personnalisé
Carton Box	Tous les sacs intérieurs et l'impression de carton peuvent être comme votre conception
Taille du carton	28 * 22 * 33 cm
applications	Pour l'hôpital, la clinique
MOQ	2 000 PCS
échantillon	peut être fourni gratuitement pour votre vérification de qualité dans les 3 jours ouvrables
Payment Way	t / t, paypal, l / c
délai de livraison	Dans 20-25 jours
Port FOB	wuhan / shanghai / ningbo / guangzhou

l'image de réchauffement non tissécouverture



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL







orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



