

Feuille de transport en polypropylène jetable pour repositionner et transférer des patients

Caractéristiques de la feuille de transport jetable

- 1) le jetable la feuille de transport de patient est spécialement conçue à partir d'un non-tissé, hydrofuge matière plastique polypropylène.
- 2) c'est incroyablement forte avec un poids maximum de l'utilisateur de kg.
- 3) chaque feuille est fait pour faire tourner, repositionner et transférer des patients très facile avec 6 poignées de chaque côté.

La spécification pour la feuille de transport en polypropylène

Matériel	polypropylène
Couleur	bleu
Style	Ultrasons étanchéité à la chaleur, avec trou dans le côté longueur
Taille	195 * 85 (peut être faite selon la demande du client)
Application	Hôpital, urgence Centre, clinique
MOQ	5 000 PCs
Prix	Négociable
Conditions de paiement	T/t, L/C, d/A, d/P, Western Union, Séquestre, PayPal
Capacité d'approvisionnement	10, PCs/jour, QG 1 * 40 le récipient peut être fini en 15 jours
Délai de livraison	Selon les quantité, normalement après le dépôt
Détails d'emballage	Stérile: 1 PCs/sac en plastique de papier, 50 PCs/ctn Non stérilisé: 1 PCs/sac, 50 PCs/ctn Ou comme vos exigences

Photos de feuille de transport polypropylène jetable



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

