

Jetables fabricants de masques imprimés, non-tissé masque avec logo imprimé, masque médical avec un motif

Matériau jetable masque imprimé

- 1) L'intérieur est le PP non-tissé avec effet antibactérien;
- 2) Le Moyen est la couche de filtre efficace (haute qualité Faire fondre le tissu soufflé);
- 3) L'extérieur est l'impression de santé de qualité Spun liaison polypropylène.

La propriété de non-tissé masque avec logo imprimé

- 1) Il est spécialement conçu pour les enfants ou les adultes;
- 2) Il est non-toxique, Pas d'irritation, doux et confortable;
- 3) Il donne la meilleure protection pour les personnes du virus de la grippe;
- 4) Il est utilisé en extérieur pour empêcher la petite particules dans l'air d'entrer, et de résister aux bactéries et autres microbes.

Notre masque médical avec un modèle équipé de la technologie d'impression suivantes:

- 1) Est-ce l'impression à un certain endroit dans le masque;
- 2) L'impression en plein tissu du masque;
- 3) Impression en acier

Emballage de jetable masque imprimé (adultes de type)

| spécification | emballage normal | taille de carton | 1 * 40 HQ conteneur peut contenir (Pcs) |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 17.5 * 9.5cm, 3 plis, 18 + 20 + 20G | 50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn | 52 * 19 * 42cm | 3,280,000 Pcs |
| 17.5 * 9.5cm, 3 plis, 25 + 25 + 25G | 50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn | 51 * 37 * 30cm | 2.400.000 Pcs |

Remarque: tout peut être spéciale sur mesure selon vos besoins réels

Photo de jetable masque imprimé





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



