

Tous **Robe chirurgicale renforcée jetable** sont fabriqués sur les matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

- Les matériaux non ponctionneurs sont lisses et confortables pour éliminer l'irritation de la peau
- Les couches de construction très respirantes restent cool, même pendant de longues cas
- Divers style peuvent être personnalisés en fonction de vos différentes exigences.

en tissu Matériel

Matériau SMS

Style

Avec velcro sur col, cravate sur la taille des poignets tricotés

Dimensions s ize

X-3xl

Tissu W huit

30-60g, C Ould BE Comme votre demande

Couleur

Couleur bleue

Certificat

ISO13485, FDA

MOQ:

10000 pcs

Conception d'emballage

peut être comme votre conception

Emballage

Sac de papier 1PC / en plastique, 50pcs / CTN, ou Comme votre exigence

Aptitude

60 000 PC par jour

Délai de livraison

7-30 jours

Applications

Laboratoire, clinique, L'industrie alimentaire, Atelier sans poussière,hôpital

La photo de [Robe chirurgicale renforcée jetable](#)



Set-in Sleeves



Raglan Sleeves



Waist card, more
nient distinction the belt



Heat-welded ties



Ultra-sonic heat
sealing seams





