

Tous **Robe chirurgicale renforcée jetable** sont fabriqués sur les matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

- Les matériaux non ponctionneurs sont lisses et confortables pour éliminer l'irritation de la peau
- Les couches de construction très respirantes restent cool, même pendant de longues cas
- Divers style peuvent être personnalisés en fonction de vos différentes exigences.

### **en tissu Matériel**

Matériau SMS

#### **Style**

Avec velcro sur col, cravate sur la taille des poignets tricotés

#### **Dimensions s ize**

X-3xl

#### **Tissu W huit**

30-60g, C Ould BE Comme votre demande

#### **Couleur**

Couleur bleue

#### **Certificat**

ISO13485, FDA

#### **MOQ:**

10000 pcs

#### **Conception d'emballage**

peut être comme votre conception

#### **Emballage**

Sac de papier 1PC / en plastique, 50pcs / CTN, ou Comme votre exigence

#### **Aptitude**

60 000 PC par jour


#### **Délai de livraison**

7-30 jours

#### **Applications**

Laboratoire, clinique, L'industrie alimentaire, Atelier sans poussière, hôpital

La photo de [Robe chirurgicale renforcée jetable](#)



Set-in Sleeves



Raglan Sleeves



Waist card, more  
nient distinction the belt



Heat-welded ties



Ultra-sonic heat  
sealing seams





