## la propriété de Couvertures de réchauffement chirurgical

## Tous couvertures de chaise sont faits de matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

1. Taille: Taille normalement: 110 \* 190cm

2 Fabriqué de non tissé, doux et confortable, propre et sanitaire.

3 et 3 pratique et échauffement, facile à utilisation.

4. Grande eau repoussant, adapté à la peau et confortable.

## La spécification de la spécification de Couvertures de réchauffement chirurgical

Nom couvertures de réchauffement chirurgical

Matériel Polyester non tissé

style Drap plat taille 110 \* 190cm couleur Bleu blanc

Emballage 1 PC / Sac comprimé, 25 ensembles / carton ,Peut être

personnalisé

Carton Box Tous les sacs intérieurs et l'impression de carton peuvent être comme

votre conception

Taille du carton 28 \* 22 \* 33 cm

applications Pour l'hôpital, la clinique

MOQ 2 000 PCS

échantillon peut être fourni gratuitement pour votre vérification de qualité dans les

3 jours ouvrables

Payment Way t/t, paypal, l/c délai de livraison Dans 20-25 jours

Port FOB wuhan / shanghai / ningbo / guangzhou

l'image de Couvertures de réchauffement chirurgical







