

## Couvertures de réchauffement chirurgical jetable

- 1) jetable
- 2) Réchauffement
- 3) principalement utilisé à l'hôpital, pour le patient

Disponible en poids, taille, couleur et emballage différents comme demandé; Les échantillons et les spécifications du client sont toujours les bienvenus.

### Emballage et livraison

Détails de l'emballage

1pc / sac, 50pcs / ctn

Port

Wuhan Shanghai

Délai de mise en œuvre:

Quantités  
Est à Huguang  
Cilors

|                |  |
|----------------|--|
| Nom de produit | Couvertures de réchauffement chirurgical jetable |
| Matériel       | PP + Polyester                                   |
| Lester         | 250g-700 g / PCS                                 |
| Taille         | 110 * 190cm □ Taille du support personnalisée    |
| Emballage      | 1pcs / sac □ 25 pcs / carton                     |





**orient Honest**  
MEDICAL INTERNATIONAL






**orient Honest**  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





**orient Honest**  
MEDICAL INTERNATIONAL

