

Blouse de laboratoire anti-poussière non tissée blanche jetable avec pochette pour usine

Applications et matériaux de blouse de laboratoire:

- 1) Industrie hospitalière, chimique et pharmaceutique
- 2) Salle électronique et nettoyage
- 3) Nettoyage
- 4) Laboratoire

Notre **Matériel régulier de blouse de laboratoire:**

- 1) PP / SPP (100% polypropylène filé non tissé)
- 2) SMS (tissu non tissé en polypropylène filé + fondu soufflé Non-tissé + polypropylène Spun bond (non-tissé))
- 3) film PP + PE
- 4) Micro

Détails de conception de blouse de laboratoire

- 1) Col: col en tricot ou col rabattu (col simple / double)
- 2) Avant: boutons, découpe de fixation en plastique (pièce de fixation en plastique) ou fermeture à glissière avant disponible
- 3) Poignets: poignets ouverts, élastiques ou tricotés
- 4) poche: avec / sans poche
- 5) Situation arrière: l'extrémité arrière peut être ouverte d'environ 20 cm pour rendre l'utilisateur plus confortable

Taille de la blouse de laboratoire:

Coverall size	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Height (CM)	96	100	104	108	112	115	118	121
Chest circumference(CM)	140	144	148	152	156	160	164	168
Sleeve length(CM)	57	57	57	58	58	58	59	59

Emballage de blouse de laboratoire

Habituellement, 5 pièces par sac, 50 pièces ou 100 pièces par carton, ou selon vos besoins.



[similaires produits:](#)

