

Matériel: PP non tissé
 Gram: 40gsm ou personnalisé
 Taille: taille générale ou personnalisée
 Couleur: bleu / rose / noir, etc.
 Application: spa, massage, hôpital, salon, etc.

Stockage: stocké dans un entrepôt à gaz secs, humidité inférieure à 80%, ventilé et non corrosif

Échantillon: gratuit

Logo imprimé: oui

Caractéristique:

1. Contrôle de qualité standard standard avec CE, ISO.
2. Fait de haute qualité du matériau PP.
3. Ventes directes de facteur à prix compétitif.
4. Des trucs expérimentés, livraison rapide, capacité de production stable.
5. Aurée de 10 ans d'expérience de production.
6. OEM est disponible, différentes tailles, épaisseur, couleurs, logos imprimés, etc.
7. Équipes de vente professionnelle pour vous servir de tout cœur.

Caractéristiques

La description	Vendre à chaud Sous-douches blanches jetables respirantes et molles
Matériel	Poids de gramme non tissé et matériaux de 20 à 60 g
Caractéristique	Confortable, haute respirabilité, sans fibre de verre, sans latex, sympathique
Style	Élastique de taille, bikini, short garçon, coupe haute, sous-vêtements pour hommes, sous-vêtements pour femmes
Taille	S, m, l, xl, xxl etc
Couleur	blanc, rose, bleu, etc.
Applications	Hôpital, clinique, médical, personnel, patients, voyageur, salon de beauté, spa
Goûter	Peut être fourni gratuitement pour votre vérification de qualité dans une semaine
Trimestre de paiement	T / t, l / c, d / a, d / p / datink
Heure de livraison	1 * 40HQ peut être terminé environ 35 à 45 jours. (150 000 PC par jour)
Port FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou