

Product details

Les spécifications de cravate sur le masque

matériel	PP non tissé + papier de haute filtration + PP non tissé
couleur	White / bleu / vert / rose / jaune / orange / violet / citron /Capri bleu / bourgogne
boucle d'oreille	Attachez sur
barre de nez	Plastique ou en métal
Qualité standard	TYPE IIR,EN14683 et la FDA

La caractéristique de masque sanitaire

- 1) à trois dimensions: spécifié masques anti-SRAS, la stérilisation, anti-grippe, de la poussière
- 2) Avec pince-nez: flexible, raccord fixe
- 3) bord Fine: le bord du paquet de technologie d'étanchéité thermique complète
- 4) Haut cordon élastique: matériau hypoallergénique

Nos conditions commerciales de masques d'hôpital à vendre

- 1) MOQ: 100000 pcs
- 2) Modalités de paiement: T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ESCROW,Paypal
- 3) capacité de production: 1 * 40 HQ conteneur peut être terminé en 15 jours
- 4) Délai de livraison: normalement, 30 jours après le dépôt
- 5) Exemple: sample est gratuit, nous pouvons offrir des échantillons en 3 jours

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





The regular shipment way



Our business process

