

Propriétés de EN14683 Type IIR **masque facial médical en bleu**

Tous les masques sont fabriqués dans un matériau de haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

- Matériau non roulé lisse et confortable pour éliminer les irritations cutanées
- Une couche de construction très respirante reste fraîche, même pendant les longs cas
- Les masques anti-buée sont disponibles avec de la mousse ou un film pour éviter la formation de buée
- Les liens extra-long facilitent les dons

Caractéristiques **EN14683 Type IIR masque médical bleu**

Taille de dimension	17,5 * 9,5 cm
Poids du tissu	PP25gsm + MB25gsm + PP25gsm, peut être en tant que votre demande
Couleur	Bleu
Certificat	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	100000 pièces
Conception d'emballage	peut être comme votre conception
Emballage	50 PCs / boîte, 2000 PCs / ctn, ou en tant que vos conditions
Aptitude	1000000 PC par jour
Heure de livraison	7-30 jours
Application	hôpital, laboratoire, clinique

Image de EN14683 Type IIR **masque facial médical en bleu**



