

Product details

Motif de EO sms stérile blouse chirurgicale

manches 1.Long / manches courtes / manches non

2.Elastic brassard / tricot

3.Ties sur le cou et à la taille

4.Avec stérilisé et non-stérilisé

spécifications 5.Different sont disponibles.

6.EO sterlie emballage à usage hospitalier.

Spécification d'EO sms stérile blouse chirurgicale

matériel	SMS
Poids	50gsm
style	Attachez le / Velcro sur le cou, manchette élastique / tricoté, standard ou renforcé
Taille	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
couleur	Blanc, vert, bleu, jaune, rose, rouge, gris, noir, etc.
Emballage	, 10 pcs / sac stérile non, 10 sacs / ctn. 1 pièce / sac stérile, stérile, 100 pcs / ctn
conception d'emballage	Toutes les impressions de la boîte et l'emballage intérieur peut être aussi votre conception
taille de carton	58X28X48 cm
Applications	Hôpital du personnel et des patients médicaux cliniques. sans poussière atelier, laboratoire, industrie alimentaire, électronique fabrique et ainsi de suite

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, échantillon gratuit.
- 2, petit ordre acceptable;
- 3, les termes disponibles L / C, T / T, D / P;
4. FOB, CNF, CIF, EXW disponibles;
- 5, prix concurrentiel et stable parce que nous sommes usine.
- 6, les produits qualifiés. 3e inspection des produits de la pièce est acceptable.
- 7, le service d'OEM. Plus d'options sur le matériel, le motif, la taille et l'emballage;
- 8, livraison opportune. Le meilleur temps de plomb est 25-30 jour pour un récipient 40HQ.
- 9, service export professionnel. Documentation, dédouanement, transport maritime, tout en un.
- 10, bon service après-vente. Nous prenons les plaintes des soins que nous aimerions être votre fournisseur à long terme!