

## Product details

### Informations de taie d'oreiller jetable et drap de lit

- 1) Matériel: non tissé,PP,SMS,microporeux
- 2) poids Gram: 15-100gsm
- 3) Couleur: Blanc, bleu, jaune, vert ou etc
- 4) Taille: 200cm \* 120cm / 200cm \* 90cm / 180cm \* 120cm / 180cm \* 90cm / 90 \* 60cm Ou que vos exigences
- 5) Style: élastique dans deux extrémités, ou élastique dans quatre coins

### Les conditions commerciales de prix pas cher lit d'hôtel disponible draps, jetable non feuille lit tissé ensemble

MOQ	5000 pcs
Prix	Négociable
Modalités de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ESCROW,Paypal
Capacité d'approvisionnement	10,000pcs /journée
Temps de livraison	En fonction de la quantité
Détails d'emballage	Stérile: 1 pcs /papier plastique sac, 50 pcs / CTN Non-stériliser: 5 pcs / sac, 50 pcs / ctn Ou que vos exigences

## Product display



### The regular shipment way



## FAQ

Q:1. Quels sont les principaux pays vous exporter?

A: Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, France, Royaume-Uni, États-Unis, l'Arabie Saoudite, le Chili, le Mexique, le Pérou, le Brésil, la Corée, le Japon, la Thaïlande et ainsi de suite.

Q:2. Pourriez-vous nous donner un aperçu de la gamme des produits que vous fabriquez spécifiquement à partir de votre propre usine?

R: Notre propre usine produisent principalement toutes sortes de masques jetables, casquettes, salopettes, blouses chirurgicales, sarraus de laboratoire, draps de lit, bras manches, couvre-chaussures, draps chirurgicaux, ponchos imperméables, tabliers et ainsi de suite.

Q: 3. Combien de lignes de production sont là pour votre gamme importante de produits?

A: 2 lignes de production pour le tissu PP, SMS, matériau PP / PE.

ateliers gratuits 2 de poussière pour les produits stériles pour la chirurgie

5 machines automatiques de capsules et 5 machines automatiques chaussures de crique.

10 machines automatiques de masque facial.