

Masque de visage non tissé non tissé non tissé non tissé

Les couches à 4 couches, à l'intérieur et à l'extérieur sont COOR PP non tissées, la couche intermédiaire est du papier filtre de 99 standard.

Poids: 25 + 25 + 25 + 25g (confortable, sans fibres de verre, sans latex.)

Taille: 17.5x9.5cm (adulte)

avantages

1. Très faible résistance à la respiration, sans odeur étranger, sans aucun sentiment stimulant.
2. La barre de nez peut être adaptable, confortable, sans fibres de verre, sans latex.
3. PFE (efficacité de la filtration des particules non huileuses) $\geq 30\%$.
4. BFE (efficacité de la filtration des bactéries) $\geq 95\%$ (99%).
5. Utilisez une technologie de soudage à ultrasons, un port confortable.
6. blanc, bleu, vert, rouge, rose, jaune peut être disponible

emballage

Non stérile, 50pcs / boîte, 2000PCS / CTN, Carton Taille: 52x38x30cm,

les indications

1. Les produits stériles sont utilisés pour le personnel médical clinique hospitalier et les patients.
2. Les produits non stériles peuvent être utilisés pour l'atelier sans poussière, l'hôpital, le laboratoire, l'industrie alimentaire, les fabricants électroniques et ainsi de suite.
3. Pour empêcher la propagation des fluides corporels et des éclaboussures sanguines et isoler la poussière, les particules, l'alcool, le sang, la bactérie et le virus envahissent.

Terme de paiement: T / T, L / C, D / A, D / P / TRANSCROW

Délai de livraison: en tant que quantité (nous pouvons terminer 1 milliard PC par jour)

Port FOB: Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Spécifications de masque chirurgical jetable

La description	COUCHE COUCHES Jetables non tissés 4ply
Matériel	4ply,
Poids	25 + 25 + 25 + 25g (confortable, sans fibres de verre, sans latex.)
Style	Boucle d'oreille élastique (sans latex)
Taille	17.5x9.5cm (adulte)
Couleur	blanc, vert, bleu, rose, jaune, rose, orange, violet, rouge (toutes les couleurs peuvent être disponibles)
emballage	Non stérile: 50 pcs / boîte, 2000PCS / CTN
conception d'emballage	Toute la boîte intérieure et l'impression de carton peuvent être aussi votre conception
taille de carton	52x38x38cm

Applications	Personnel médical clinique de l'hôpital et patients. atelier sans poussière, laboratoire, industrie alimentaire, fabrication électronique et ainsi de suite
Moq	5000 pcs
Goûter	Peut être fourni gratuitement pour votre vérification de la qualité dans une semaine
Terme de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P / P / P / ES