

Hôpital [usine de draps non tissés jetables Chine](#) Alèse médicale à absorption bleue, surmatelas pour adulte et bébé

Description du produit

Endos bleu imperméable et antidérapant

Scellé sur les quatre côtés pour éviter les fuites

Les alèses en polymère offrent une absorption et une protection supplémentaires

Pour des besoins d'absorption modérés.

Avantages

(1) Désinfection à haute température, peut être utilisée directement

(2) Super absorption. Liquide à absorption rapide, garde la couche superficielle sèche pendant longtemps, rendant la peau plus confortable

(3) Super taille. Emballage parfait pour éviter les fuites latérales, utilisation assurée, repos détendu.

Remarque : Nous fournissons : le poids, la capacité d'absorption et la conception de l'emballage.

Matériel:

(1) Première couche : fibre non tissée, naturelle douce et respirante.

(2) Deuxième couche : pulpe pelucheuse polymère super absorbant tissu classique.

(3) Film PE respirant avec un dos en tissu non tissé ou film coulé.

Avantages des alèses jetables. Souvent utilisées avec un sous-vêtement absorbant, les alèses jetables sont utiles pour gérer l'incontinence urinaire chez l'adulte en empêchant l'humidité de pénétrer à travers un matelas ou un sommier (ce qui tache le tissu de façon permanente).


Caractéristiques

Description	Drap de lit non tissé jetable d'hôpital médical alèse pour usine adulte
Matériel	Tissu non tissé papier de soie sève pâte pelucheuse papier de soie film pe
Poids	45g-80g, personnalisé
Taille	40*60 cm, 60*90 cm, ou pourrait être personnalisé
Couleur	blanc, vert, bleu, rose, jaune
emballage	10 pièces/sac, 10 sacs/carton ou autre emballage selon vos demandes
conception d'emballage	Toutes les impressions de sacs intérieurs et de cartons peuvent être conformes à votre conception
Applications	personnel médical clinique hospitalier et patients, pour adultes, bébés, personnes âgées et animaux de compagnie
MOQ	30000 pièces
Échantillon	Peut être fourni gratuitement pour votre contrôle de qualité dans un délai d'une semaine
Délai de livraison	1*40HQ peut être terminé dans un délai de 7 à 10 jours. Selon votre quantité

Port FOB	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou
Certificat	CE, ISO13485, FDA

PHOTOS [Chine Fabricant de sous-matelas jetables Hubei:](#)









orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

