

Product details

Spécifications de masque médical

matériel	PP non tissé + papier de haute filtration + PP non tissé
Tissu whuit	Pourrait être tant que votre demande
boucle d'oreille	Attachez ou boucle d'oreille
Taille	17.5 * 9.5cm, ou vos besoins
couleur	blanc / bleu / vert / rose / jaune / orange / violet / citron /Capri bleu / bourgogne/noir

Notre drôle de masque chirurgical jetable peut atteindre suivant la norme de qualité

- 1) Conforme à EN14683: 2005
- 2) Bactérienne efficacité de filtration (BFE%) & gt; 99%.
- 3) type standard IIR, résistance à la pénétration par le sang synthétique 120 mmHg.

Emballage de plis masque simple de conception

50pcs / boîte, 40boxes / ctn, 52x19x42cm;

1 * 20 container GP peut contenir 1.400.000 Pcs de masques, 700 Ctns;

réceptient 1 * 40 HC peut contenir 3.450.000 Pcs de masque, 1725 Ctns.

Ou que vos exigences.


Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



FAQ

Q1: .Comment Pouvez-vous résoudre les problèmes de qualité le cas échéant?

A: Notre usine va payer la plus grande attention aux problèmes de qualité. Nous allons profondément enquêter sur les causes profondes des problèmes et trouver la meilleure solution pour éviter les problèmes futurs. En attendant, nous allons correspondre à la compensation pour nos clients.

Q2: Quelle est votre date de péremption des produits?

A: Environ 3-5 ans.

Q3: Ne votre entreprise at-elle un système de gestion de la qualité telles que ISO, EN ou certificat (s) de la CE?

R: Oui, nous avons CE, ISO13485, FDA. REACH et rapport NELSON.