

le spécifications de [Taie d'oreiller jetable SMS avec bordures](#)

Nom de l'article	SMS taie d'oreiller jetable avec bordures
Matériel	SMS
Couleur	Blanc (comme demandé)
Gram poids	20g (comme demandé)
Type	jetable
Taille	66X40cm (comme demandé)
Paquet	1 PC / SAC, 20PCS / MOYEN SAC, 200PCS / CTN (à la demande)
Certificat	CE, ISO13485
Usage	Largement utilisation en salon de beauté, SPA, centre de beauté, auberge privée, hôpital
Fonctionnalité	Jetable, respirant, confortable, léger et pratique
Application	Disponible dans différents poids, taille et emballage à la demande; échantillons du client et les spécifications sont toujours les bienvenues

Autres conditions de la taie d'oreiller jetable SMS avec bord

MOQ	10 000 pièces
Prix	Négociable, nous allons vous donner le meilleur prix
Modalités de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, L'ENGAGEMENT, Paypal
Capacité d'approvisionnement	1 000 000 pcs / jour, 1 * 40 conteneurs HQ peuvent être finis en 15 jours
Heure de livraison	Normalement 30 jours après confirmé la commande
Échantillon	Échantillon est gratuit, peut être bien préparé en 2 jours

Nous pouvons aussi produire:

1 & gt; non masque tissé, [masque anti-poussière](#), capuchon bouffant non tissé, capuchon clip non tissé, non casquette de docteur tissée,

2 & gt; non blouse chirurgicale tissée, robe d'isolation non tissée, laboratoire non tissé, manteau de combinaison, non tablier tissé, combinaison, tablier en PE.

3 & gt; non couverture de manche tissée, [Manchon en PE](#)

4 & gt; [non couvre-chaussures tissés](#), Couvre-chaussures en PE, couvre-chaussures en CPE, couvre-bottes en PE, bottes non tissées couverture.

5 & gt; lit drap, taie d'oreiller, culotte non tissée

Détails photos de SMS oreiller jetable couvrir avec le bord



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL