

## Product details

### Propriétés des enfants face à masque

- 1) Haut filtration:3 plis offres de conception plissée, 0.filtration 05 microns au plus puis 99%.
- 2) fil d'aluminium Slim se glisse facilement sur le nez,et maintenir la filtration maximale en même temps.
- 3) Attacher et une boucle d'oreille style: two paires de liens de polypropylène assurent un ajustement confortable;  
estyle de boucle ar attache rapide et avec des boucles élastiques.

### Indication des enfants face à masque

- 1) Il est conçu spécialement pour les enfants.
- 2) Il est utilisé en extérieur pour empêcher la petite particules dans l'air entrant, et de résister aux bactéries et d'autres microbes.
- 3) Il offre la meilleure protection pour les personnes de la jevirus nfluenza

### emballage de masque facial médical à motifs ( adultes Type)

spécification	emballage normal	taille de carton	réipient 1 * 40 HQ peut contenir (Pcs)
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn	52 * 19 * 42cm	3,280,000 Pcs
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pcs

Remarque: tout peut être spéciale sur mesure selon vos besoins réels

### Les modalités commerciales de pédiatrie masque

MOQ	500000 pcs
Modalités de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ESCROW,Paypal
Capacité d'approvisionnement	1,000,000 pcs /journée
Temps de livraison	En fonction de la quantité
Détails d'emballage	50 pcs / bboeuf,2000 ordinateur personnels / ctn, ou comme votre exigence

## Product display



## The regular shipment way

