

La propriété du jetable niveau 2 **robe d'isolement** couture ultrasonique

Ces robes longues sont faites d'un matériau résistant aux fluides, frais et confortable pour offrir à la fois protection et confort.

Ils constituent une alternative peu coûteuse aux blouses de laboratoire, mais présentent des caractéristiques clés telles que des liens à la taille et des poignets élastiques.

Les manteaux bleus jusqu'aux genoux sont unisexes.

La spécification de l'isolement jetable de niveau 2 **robe** couture ultrasonique

Matriel fabriqué	PP + PE, film PE enduit de PP
Style	Avec velcro ou liens au col, liens à la taille
Dimensions taille	120 * 140 cm, 130 * 150 cm
Couleur	Blanc, bleu, jaune ou en tant que votre demande
Certificat	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	100 000 pièces
Conception d'emballage	peut être comme votre conception
Emballage	10 pcs / sac, 1000 pcs / ctn, ou en tant que votre condition
Aptitude	50,000pcs par jour
Heure de livraison	5-15 jours
Applications	hôpital, laboratoire, clinique, industrie alimentaire, atelier sans poussière

L'image du niveau 2 **jetable** robe d'isolement couture ultrasonique



