

Niveau 1 level2 blouse d'isolement jetable bleue level3 épaule inclinée enduite PP + PE étanche

1. Fabricant direct, prix d'usine;
- 2.30,000 PCs / jour, nous pouvons terminer le conteneur 1 * 40 HQ en environ 15 jours;
3. CE ISO approuvé, qualité stable
4. Service en 24 heures, l'échantillon peut être terminé en 2 jours, échantillon libre.

Indication de la blouse d'opération

- 1) hôpital, clinique, accidenté salles, personnel médical et patients;
- 2 Exploitation minière usine d'électronique, usine alimentaire, ferme animale, bio-risque d'élevage industrie pour isoler la poussière ... etc

Nous avons les types suivants de robe d'opération

- 1) [Robes d'isolement en PP](#)
- 2) **Blouses chirurgicales PP + PE**
- 3) Blouses chirurgicales SMS
- 4) Robes CPE

La spécification de la blouse d'opération

Matériel	PP, SMS, CPE, PP + PE
Couleur	Blanc, vert, bleu, jaune, etc.
Manchette	Tricoté manchette ou manchette élastique,
Cou	Cravates et crochet et boucle
Taille	Attacher
Manches	Longue manches, manches courtes, sans manches
Stérilisation	EO Stérilisation ou non stérilisation
Renforcé couche	comme votre exigences
Taille	S-6XL, ou en tant que votre demande

Le tableau des tailles de la blouse d'opération

Taille	S	M	L	XL
Hauteur (cm)	110	115	120	125
tour de poitrine (CM)	30	137	140	150