

Application de jetable oreille boucle masque

- 1) Pour l'hôpital clinique médical et les patients, la poussière atelier libre, usine alimentaire.
- 2) Pour éviter la propagation des fluides corporels et le contenu des éclaboussures de sang.

Les caractéristiques de masques jetables hospitaliers

- 1) Jetable oreille boucle masque est composé de 3 couches, à l'intérieur et à l'extérieur des couches sont PP non tissé, la couche intermédiaire est du papier de haute filtre N95 / N98 standard.
- 2) Le pince-nez peut être ajustée confortable selon les différentes formes de visage;
La boucle d'oreille est ferme et pas facile à tomber;
- 3) Non irritant et doux, éviter les bactéries, la poussière, corps étranger dans pneogaster,
- 4) Retirer les gaz nocifs, odeur particulière, la puanteur.
- 5) BFE est supérieur à 99%, CE / ISO13485, type standard II / type IIR.

Ponditionnement de masque jetable

spécification	emballage normal	taille de carton	1 * 40 HQ conteneur peut contenir (Pcs)
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn	51 * 19 * 41cm	3.450.000 Pcs
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pcs

Remarque: tout peut être spéciale sur mesure selon vos besoins réels

Spécifications de masque jetable

Matériel	PP non tissé + papier de haute filtration + PP non tissé
poids du tissu	Peut-être que votre demande
boucle d'oreille	Attachez ou ea Rboucle
Taille	17.5 * 9.5cm, ou vos besoins
Couleur	blanc / bleu / vert / rose / jaune / orange / violet / citron / Capri bleu / Bordeaux / noir
Emballage	50 pcs / boîte 2000 pcs / CTN, ou que votre exigence
conception d'emballage	toute boîte intérieure et l'impression de l'emballage extérieur peut être aussi votre conception
Applications	hôpital, laboratoire, industrie alimentaire, atelier sans poussière, électronique fabrique et ainsi de suite

Pourquoi les clients nous choisissent?

- 1) Nous sommes le direct oreille boucle fournisseur masque jetable Chine, Prix d'usine.
- 2) la qualité Stable, CE, la certification ISO.
- 3) Capacité de production: 1000,000pcs / jour, 1 * 40HQ peut être fini dans les 10-15 jours;
- 4) la conception d'emballage OEM, service en 24 heures.

Photo de masques jetables hospitaliers





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

