Product details

Indications de cravate masque chirurgical retour

- 1) stérile masque facial est à l'hôpital, clinique, le personnel médical et les patients;
- 2) masque facial non stérile peut être utilisé pour l'atelier sans poussière, usine de nourriture et ainsi de suite.

Propriétés de masque protecteur

- 1) Haut filtration: 3 plis offres de conception plissée, 0.filtration 05 microns au plus puis 99%.
- 2) fil d'aluminium Slim se glisse facilement sur le nez, et maintenir la filtration maximale en même temps.
- 3) Attacher et une boucle d'oreille style: two paires de liens de polypropylène assurent un ajustement confortable;

estyle de boucle ar attache rapide et avec des boucles élastiques.

Emballage de bouche couvertures médicales

spécification	emballage normal	taille de la boîte	taille de carton
17.5 * 9.5cm, 3ply	50 pcs / boîte, 40 boîtes /	18 * 10 *	52 * 38 * 42cm
	ctn	10cm	
Remarque: tout peut être spéciale sur mesure selon vos besoins réels			

Product display



The regular shipment way





FAQ

Q1: Quelle est votre capacité de sortie pour votre gamme majeure du produit?

A: Face capacité de masque: 1000,000 pièces / jour.

Salopette, robes chirurgicales, blouse de laboratoire, lit capacité de feuille: 10.000 pièces / jour.

Caps capacité: 200.000 pièces / jour. Chaque 1 * 40HQ peut être terminé dans 1 semaine.

Q2: quel est votre MOQ de chaque produit?

A: Visage masque / caps / couvre-chaussures / manches de bras chaque MOQ: 50.000 pièces.

Les vêtements et les feuilles MOQ: 5000 pièces