

Product details

La caractéristique de la feuille stérile chirurgicale

en tissu	Polypropylène, SMS, PP + PE, ou microporeux
style	Dotées elastic réesign,Idéal pour toutes les tailles et les styles de l'abri des lits
Fonction	la preuve de l'humidité
Taille	83 "L x 35" W Ou que vos exigences
Emballage	emballés individuellement

A propos de EO Stérilisation pour drap de lit d'hôpital stérile, drap de lit stérile à usage unique en matière d'hygiène

- 1) L'étiquette d'indication de stérilisation est en chaque sac;
- 2) Le drap de lit est stérilisé par le gaz EO, et est emballé dans un sac en plastique de papier;
- 3) La couleur de l'étiquette d'indication de stérilisation va changer de couleur si le drap de lit a été stérilisé parfaitement;
- 4) Normalement, notre mode d'emballage est: 1pcs par sac papier en plastique, 50 pcs par carton.

Nous pouvons également produire vos besoins.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

