

**Notre avantage:**

- 1.FDA, CE, ISO13485 certification.
- 2.one-stop service: excellents consommables médicaux jetables.
3. Bienvenue toute exigence d'OEM.
4. produits, matériel 100 % nouvelle marque, sécuritaire et sanitaire.
5. offert des échantillons gratuits.
- Service d'expédition 6. Professional si nécessaire.
7. système de service après-vente toute la série.

**Spécifications:**

Ordre du jour	Médicale PP Non tissé blancs bouchons chirurgicaux jetables pour l'hôpital
Matériel	PP 10g
Style	élastique simple
Taille	21 pouces
Couleur	blanc
D'emballage	Normalement: 100pcs/bag, 20bags/ctn, 2000pcs/ctn. un récipient de 20ft peut charger environ 900 cartons(1,800,000pcs), un récipient 40hq peut charger sur 2200cartons(4,400,000pcs).
Conception d'emballage	Toutes les boîte intérieure et l'impression de carton peuvent être tant que votre conception
Applications	Hôpital clinique personnel médical et les patients. non poussiéreux atelier, laboratoire, industrie alimentaire, électronique fabrique etc..
MOQ	100, 000PCS
Contrôle de la qualité	1. nous ne commencerons à fabriquer les produits jusqu'à ce que vous confirmez l'échantillon. 2. l'emballage sera imperméable à l'eau, résistant à l'humidité et étanche