

Product details

Paramètres du masque de visage d'enfant médical

- 1) Matériel: pp non tissé + papier de filtration élevé + pp non-tissé, très mou, aucun irritation.
- 2) couleur: Blanc
- 3) boucle d'oreille: boucle d'oreille plate élastique, largeur de 6 mm
- 4) taille: 125 × 80 mm
- 5) barre de nez: pas de barre de nez
- 6) BFE (bactérienne efficacité de filtration) > 99%

Emballage de masque médical non tissé de visage d'enfant

		Taille de carton	Container 1 * 40 HQ peut contenir (PCS)
Conditionnement normal	50 PCs/boîte, 2000 PCs/ctn	52 * 29 * 34	2 620 000 PCs
Emballage unique	1 PCs/1 couleur a imprimé le sac en plastique scellé, 50 PCs/boîte, 2000 PCs/ctn	52 * 30 * 42	2 060 000 PCs

Pictrues de masque jetable de visage d'enfant médical



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

