

## **Pparamètre rocheux**

Matriel fabriqué	Pp, pp / pe, SMS, SMMS, Tissu hydrophile non tissé, PE microporeux
Style	Appartement, élastique prend fin, carré prend fin, rouler
Taille des dimensions	114 * 225 cm; 114 * 220cm; 130 * 240cm. Ou comme vos besoins.
Gramme de poids	30-85gsm. ( Ou d'après votre demande)
Couleur	blanc, vert, bleu, jaune, rose etc
Certificat	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	10000pcs
Conception d'emballage	tous intérieur sac et carton impression pouvez être comme ton conception
Emballage	10pcs / boîte, 10 sacs / ctn ou 5 pcs / sac, 50 pcs / sac
Aptitude	Capacité: 10 000 pcs / jour,
Délai de livraison	Un conteneur de 40HQ peut être complété dans 15-20 journée
Applications	Hôpital, laboratoire, clinique, industrie alimentaire, atelier sans poussière
GOUSSET Port	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou
Paiement manière	T / t, Pay Pal, Occidental syndicat, L / C, D / A, D / P, TRANSCROW,
Boutique	Conserver dans un endroit sec, humidité inférieure à 80%, entrepôt de gaz non corrosif non corrosif.

## **Fonctionnalité de produit**

1. Style de lit jetable: plateaux, extrémités élastiques, extrémités carrées
2. Directement fabricant, feuille de lit jetable, toutes les couleurs.
- 3, ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS,
4. Capacité: 10, 000pcs / jour, 1 \* 40HQ peut être terminée dans les 10-15 jours;
5. Bonne barrière à la conception fluide et respirante, d'emballage OEM, service en 24 heures.

## **Emballage de produit**

5 pcs / sac, 5pcs / AG ou 1 pcs / sac, 50 pcs / CTN.

Le matériel d'emballage peut être votre besoin.

Délai de livraison: Capacité: 10 000 pcs / jour, 1 \* 40HQ Feuille de lit jetable peut être fini dans 10-15 jours;

Port d'expédition :Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou,ou comme votre exigence.

## **Norme de classification ;**

**Adapté pour personnes:** Docteur, étudiants, patient, nettoyeur hôtelier, voyage, etc.

Adapté pour les Occasion: hôpital, école, maison, hôtel etc

**Produit introduction:** Couture à la main ou style plat. La fin élastique peut être une qualité standard ou requise. La taille pliée peut être personnalisée.

**Ce est conçu** sous un matériau non tissé. Nous pouvons soutenir personnaliser la taille et le style à garantie confortable sentiment et utilisation. Pack de sacs comprimé économiques est populaire pour les consumers. Système d'emballage à chaud en médecine.

**Cette taper de feuilles de lit jetables** a bon air perméabilité, confortable à porter, poussière environnement de prévention Friendly. custom produit peut être réglable pour s'adapter à l'aise sans un verre Fibre, hypoallergénique.