

Pparamètre rocheux

Matriel fabriqué	Pp, pp / pe, SMS, SMMS, Tissu hydrophile non tissé, PE microporeux
Style	Appartement, élastique prend fin, carré prend fin, rouler
Taille des dimensions	114 * 225 cm; 114 * 220cm; 130 * 240cm. Ou comme vos besoins.
Gramme de poids	30-85gsm. (Ou d'après votre demande)
Couleur	blanc, vert, bleu, jaune, rose etc
Certificat	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	10000pcs
Conception d'emballage	tous intérieur sac et carton impression pouvez être comme ton conception
Emballage	10pcs / boîte, 10 sacs / ctn ou 5 pcs / sac, 50 pcs / sac
Aptitude	Capacité: 10 000 pcs / jour,
Délai de livraison	Un conteneur de 40HQ peut être complété dans 15-20 journée
Applications	Hôpital, laboratoire, clinique, industrie alimentaire, atelier sans poussière
GOUSSET Port	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou
Paiement manière	T / t, Pay Pal, Occidental syndicat, L / C, D / A, D / P, TRANSCROW,
Boutique	Conserver dans un endroit sec, humidité inférieure à 80%, entrepôt de gaz non corrosif non corrosif.

Fonctionnalité de produit

1. Style de lit jetable: plateaux, extrémités élastiques, extrémités carrées
2. Directement fabricant, feuille de lit jetable, toutes les couleurs.
- 3, ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS,
4. Capacité: 10, 000pcs / jour, 1 * 40HQ peut être terminée dans les 10-15 jours;
5. Bonne barrière à la conception fluide et respirante, d'emballage OEM, service en 24 heures.

Emballage de produit

5 pcs / sac, 5pcs / AG ou 1 pcs / sac, 50 pcs / CTN.

Le matériel d'emballage peut être votre besoin.

Délai de livraison: Capacité: 10 000 pcs / jour, 1 * 40HQ Feuille de lit jetable peut être fini dans 10-15 jours;

Port d'expédition :Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou,ou comme votre exigence.

Norme de classification ;

Adapté pour personnes: Docteur, étudiants, patient, nettoyeur hôtelier, voyage, etc.

Adapté pour les Occasion: hôpital, école, maison, hôtel etc

Produit introduction: Couture à la main ou style plat. La fin élastique peut être une qualité standard ou requise. La taille pliée peut être personnalisée.

Ce est conçu sous un matériau non tissé. Nous pouvons soutenir personnaliser la taille et le style à garantie confortable sentiment et utilisation. Pack de sacs comprimé économiques est populaire pour les consumers. Système d'emballage à chaud en médecine.

Cette taper de feuilles de lit jetables a bon air perméabilité, confortable à porter, poussière environnement de prévention Friendly. custom produit peut être réglable pour s'adapter à l'aise sans un verre Fibre, hypoallergénique.