

Nouveau masque anti-buée en PP super doux de type 3 couches

La caractéristique de **PP super doux** masque anti-buée

1) Construction en 3 couches: en tissu de fibre super doux non tissé et de nouveaux matériaux, doux et respirant, offre une protection efficace; confortable à porter

2) anti-buée: avec anti-buée blanc de bonne qualité, peut même être utilisé pour quelqu'un qui porte des lunettes en hiver 3) boucle d'oreille élastique / attache: qui peut être ajustée de son étanchéité; Une taille pour la plupart des hommes ou des femmes adultes

4) Applications larges: peut être utilisé dans la fabrication électronique, les ateliers sans poussière, les services de restauration, la transformation des aliments, les écoles, les motos, la beauté, le nettoyage de l'environnement, les occasions publiques et de nombreuses autres utilisations

Les spécifications de super doux PP anti-buée **masque**

Matériel	Soft PP + papier haute filtration + spunlace
Style	Boucle d'oreille ou attachement
Poids du tissu	25g + 25g + 50g (selon vos besoins)
Taille	17.5 * 9.5cm, ou en tant que vos conditions
Couleur	Blanc / bleu bébé / rose bébé
Emballage	50 PCs / boîte, 1000 PCs / ctn, ou en tant que votre condition
Conception d'emballage	toutes les impressions de boîtes intérieures et de cartons extérieurs peuvent correspondre à votre conception
Applications	hôpital, laboratoire, industrie alimentaire, atelier sans poussière, fabrication électronique, etc.

Autres termes de PP super doux **anti-buée** masque

MOQ	100 000 pièces
Prix	Négociable, nous vous donnerons le meilleur prix
Modalités de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, L'ENGAGEMENT, Paypal
Capacité d'approvisionnement	1 000 000 pcs / jour, 1 * 40 conteneur HQ peut être terminé en 15 jours
Heure de livraison	Normalement 30 jours après confirmé la commande
Échantillon	Échantillon est gratuit, peut être bien préparé en 2 jours

Les images de détails de masques faciaux jetables de couverture de bouche noire



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



