

- **Convient aux personnes:** Docteur, étudiants, patients, cuisinière, nettoyeur, ouvriers de bureau, etc.
- **Convient à l'occasion:** Hôpital, industrie alimentaire, atelier sans poussière, école, chambre propre, maison, etc.
- **Présentation du produit:** le produit est fait de non-Tissu tissé tel que chauffage à ultrasons, cravate ou crochet sur le cou, taille arrière avec des liens.
- **Il est conçu** sous matériau non tissé. HOT Taille en 115 * 137cm pouvant correspondre à la plupart des utilisateurs, peut également prendre en charge la personnalisation de la taille et du style pour garantir l'accent porter et usage. Le pack de sacs élégants et économiques serrés est populaire pour les consommateurs. Emballage sterling chaud en médecine.
- **Ce type de robe chirurgicale jetable** a une bonne perméabilité à l'air, confortable à porter, environnement de prévention de la poussière respectueux de la poussière. custom Produce peut être réglable pour s'adapter confortable sans verre fibre, hypoallergénique

Caractéristiques

| | |
|--------------------|---|
| La description | Chine HUBEI Wholesale CE ISO approuvé stérile une fois utilisez des gommages médicaux SMMS |
| Matériel | Poids de gramme non tissé, gramme de 18-60g Dites ce que vous voulez, nous recommandons de mieux répondre à vos besoins |
| Fonctionnalité | Antidérapant, anti-statique, hypoallergénique, confortable, respirabilité élevée, sans fibre de verre, latex gratuitement, amical |
| Style | Cravate wasit |
| Taille | L115 * W137cm, 120 * 140cm, 135 * 142 cm, etc. (longueur est la taille de l'épaule) |
| Couleur | Bleu, blanc, jaune, vert, etc. |
| Applications | HPersonnel médical clinique et patients ospitalique. Atelier sans frais, laboratoire, industrie alimentaire, fabrication électronique et ainsi de suite |
| Goûter | Peut être fourni gratuitement pour votre vérification de la qualité dans une semaine |
| Terme de paiement | T / T, L / C, D / A, D / P / TRANSCROW |
| Heure de livraison | 1 * 40HQ peut être terminé environ 35 jours. (100 000 pcs par jour) |
| Port | Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou |



